



Washington, D.C. • USA



# Practical Examination

44th International  
Chemistry Olympiad

July 24, 2012

United States  
of America

## التعليمات (الاختبار الأول)

- يشمل هذا الامتحان الخاص بالاختبار العملي الأول مع صفحات الإجابة على 10 صفحات.
- لديك 15 دقيقة لقراءة هذه الصفحات المتعلقة بهذا الإختبار قبل البدء بالتجارب.
- لديك ساعتان وخمس عشرة دقيقة لإنهاء الإختبار العملي الأول.
- لا تبدأ العمل بالتجارب حتى تُعطى الأمر بالبدء **START** ، يجب التوقف فوراً عند إعطاء إشارة **STOP** . أي تأخير عن التوقف بعد خمس دقائق يؤدي إلى إلغاء الإختبار العملي. بعد سماع إشارة **STOP** انتظر في مكانك في المختبر. سيقوم المشرف بفحص مكانك في المختبر. ويجب أن تقوم بترك الأشياء التالية على طاولتك المخبرية وهي :
- كتيب الأسئلة والإجابات ( أي هذه الأوراق ).
- يُتوقع منك اتباع قواعد الأمان المعطاة ضمن تنظيم الأولمبياد الدولي للكيمياء ما دمت في المختبر. ويجب عليك وضع النظارات الواقية في المختبر أو نظارتك الخاصة الطبية إذا كانت معتمدة وإلا تضع النظارات الواقية . ويمكنك استخدام القفازات عند تعاملك مع المواد الكيميائية.
- سوف تتلقى تحذيراً واحداً فقط من المشرف على المختبر عند اختراقك لقواعد الأمان. وفي حال تكرار ذلك سيتم طردك من المختبر وستكون درجة الإختبار العملي الكلية صفراً .
- لا تتردد في سؤال المشرف إذا احتجت أي سؤال يتعلق بمبادئ الأمان أو إذا أردت مغادرة المختبر.
- يُسمح لك بالعمل في المكان المخصص لك فقط.
- استخدم القلم الذي تم تزويدك به فقط لكتابة الإجابة ولا تستخدم قلم الرصاص .
- استخدم الآلة الحاسبة التي جرى تزويدك بها فقط.
- يجب تدوين جميع النتائج في المساحة المخصصة لذلك في صفحات الإجابة. وأي إجابة مكتوبة في غير مكانها لا يتم تصحيحها. يمكن استخدام خلف أوراق الإجابة إذا احتجت إلى مسودة.
- استعمل الحاوية المسماة " العبوات المستعملة " **"Used Vials"** للتخلص من العبوات الزجاجية المحكمة الإغلاق والحاوية على المحاليل التفاعلية.
- استخدم الوعاء المدون عليه "المخلفات السائلة" **"Liquid waste"** للتخلص من نفايات المحاليل.
- استخدم الوعاء المدون عليه "مخلفات الزجاج المكسور" **"Broken glass disposal"** للتخلص من أجزاء الأمبولات.
- سيجري إعادة تزويدك بالمواد الكيميائية والأدوات المخبرية بدون عقوبة عند حاجتك إليها عند أول طارئ فقط. وأي تكرار آخر لذلك سوف يؤدي إلى حسم علامة واحدة من علامات الامتحان العملي 40 .
- النسخة الانجليزية المعتمدة لهذا الامتحان متوفرة تحت الطلب إذا أردت أي توضيح أثناء الامتحان.

## الأدوات المخبرية والمواد الكيميائية (الاختبار الأول):


الكيمويات (التسمية الفعلية لكل عبوة معطاة باللون الغامق)

	عبارة الخطورة <sup>+</sup>	عبارة الأمان <sup>+</sup>
~2 M HCl,* solution in water, 50 mL in a bottle محلول مائي من ~2 M HCl,* ، 50 mL في عبوة زجاجية	R34, R37	S26, S45

~0.01 M KI <sub>3</sub> ,* solution in water, 10 mL in a bottle, labeled "I <sub>2</sub> ". محلول مائي ~0.01 M KI <sub>3</sub> ,*، 10 mL في عبوة زجاجية مكتوب عليها "I <sub>2</sub> ".		
Acetone أسيتون (CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CO, M.W = 58.08 g mol <sup>-1</sup> , density الكثافة = 0.791 g mL <sup>-1</sup> , 10.0 mL in a vial الحجم في العبوة الزجاجية	R11, R36, R66, R67	S9, S16, S26
Acetone-d <sub>6</sub> , (CD <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CO, M = 64.12 g mol <sup>-1</sup> , الأسيتون المحتوي على النظير الديتيريوم Density الكثافة = 0.872 g mL <sup>-1</sup> , 3.0 mL in a pre-scored ampule 3.0 mL حجم المادة في العبوة المغلقة سابقا	R11, R36, R66, R67	S9, S16, S26

\*انظر الصفحة 3 المتضمن تعاريف الخطورة وعبارات الأمان  
\*القيمة الدقيقة للمولارية موضحة على اسم العبوة، بحيث أن التركيز معطى قبل اسم المادة.

### الأدوات المخبرية الأولى Kit #1



• زجاجة فارغة بحجم نصف ليتر مملوءة بالماء المقطر

• 15 قنينة سعة 20 mL ذات غطاء أخضر مبطن بالنفولون.

• 10 ممصات من البولي إيثيلين بسعة 1 mL مدرجة بتدرجات دقيقة من 0.25 mL

• 10 ممصات من البولي إيثيلين بسعة 3 mL مدرجة بتدرجات دقيقة من 0.5 mL

• مقياسية رقمية واحدة

## عبارات الخطورة والأمان (الاختبار الأول)

R11 شديد الاشتعال

R34 يسبب الحروق

R36 تتحسس منه العيون

R37 يسبب تحسس للجهاز التنفسي

R66 يمكن أن يحدث التعرض المتكرر لها تجفافاً للجلد أو تشققه

R67 يمكن للأبخرة أن تسبب إغماء ودوخة.

S9 احفظ الحاوية في مكان جيد التهوية

S16 احفظ بعيداً عن أي مصدر للاشتعال

S26 في حال التماس مع العيون، اغسل فوراً بكمية كبيرة من الماء واطلب استشارة طبية

S45 في حالة حصول حادث أو شعرت بأنك غير مرتاح، واطلب استشارة طبية فوراً.

**Task 1****18% of the total**

18% من مجموع الدرجات الكلية


تجربة 1

a	b	c	d	e	f	g	Task 1	18%
10	2	10	12	16	12	8	70	

**Kinetics, Isotope Effect, and Mechanism of Iodination of Acetone****حركية تفاعل اليود مع الأسيتون و التأثير النظائري وآلية التفاعل**

تسهم اكتشافات آليات التفاعلات الكيميائية في حصول تطورات في مجالات التحفيز والاصطناع . إن دراسة حركية التفاعل تعتبر إحدى أقوى وسائل التنبؤ بآلية التفاعل، لأن الطرق التي يتغير بها معدل التفاعل (السرعة) تختلف باختلاف شروط التفاعل، وهذا التغير مرتبط مباشرة بآلية التفاعل. الوسيلة القعالة الثانية في دراسة آلية التفاعل هي دراسة الجزيئات المستبدلة نظائرياً. إذ بينما تتصف النظائر بفعالية كيميائية متماثلة، هنالك فرق بسيط في معدلات التفاعل بدلالة الكتلة النووية.

في هذه التجربة سوف تستعمل كلا الطريقتين : الحركية وتأثير النظير لتوفير معلومات عن تفاعل اليود مع الأسيتون في محلول حمضي:



ينطبق على هذا التفاعل قانون السرعة التالي :

$$\text{Rate} = k[\text{acetone}]^m[\text{I}_3^-]^n[\text{H}^+]^p$$

حيث إن المطلوب منك تعيين ثابت سرعة التفاعل  $k$  ورتب التفاعل  $m, n, p$  ذات القيم العددية الصحيحة. ستقارن أيضا فعالية الأسيتون ( acetone ) مع فعالية الأسيتون المستعاض فيه عن نظير الهيدروجين بالديتريوم ( $^2\text{H}, \text{D}$ )، حيث تم الاستعاضة عن 6 ذرات الهيدروجين ( $^1\text{H}$ ) بالديتريوم ( $^2\text{H}, \text{D}$ )، لتحديد تأثير النظير ( $k_{\text{H}}/k_{\text{D}}$ ) للتفاعل. من هذه المعلومات ستتمكن من الاستدلال على آلية هذا التفاعل.

يُرجى قراءة الوصف الكامل لهذه التجربة وخطط لعملك قبل البدء به

### طريقة العمل

إن معدلات التفاعل تعتمد على درجة الحرارة. لذا سجل درجة الحرارة في المخبر الذي تجري فيه التجربة (اسأل مشرف المخبر) وَاكْتُبْهَا

°C

#### تعليمات استخدام الميقاتية الإلكترونية

- (1) إن لم تكن ظاهرة لديك على الشاشة علامة [COUNT UP] اضغط زر [MODE] حتى تظهر.
- (2) لتبدأ حساب الزمن، اضغط زر [START/STOP]
- (3) لإيقاف حساب الزمن، اضغط مرة أخرى [START/STOP]
- (4) لمسح بيانات شاشة العرض والبدء من جديد، اضغط زر [CLEAR]

### الطريقة العامة

قس الحجم التي ستختارها من حمض كلور الماء، والماء المقطر ومحلول ثلاثي يوديد البوتاسيوم (مكتوب على العبوة "  $\text{I}_2$  ") ثم ضعها في وعاء التفاعل (القنينة). إن التراكيز الابتدائية للمواد في مزيج التفاعل يجب أن تكون ضمن المجال الموضح أدناه (قد لا تحتاج أن تعمل في كامل المجال الموضح، لكن قيمك يجب أن لا تخرج عن هذه المجالات):

$[\text{H}^+]$  : بين 0.2 و 1.0 M

$[\text{I}_3^-]$  : بين 0.0005 و 0.002 M

[acetone] : بين 0.5 و 1.5 M

قم بإجراء الحسابات للحجوم اللازم أخذها من كل من حمض كلور الماء، ومحلول ثلاثي يوديد البوتاسيوم والأسيتون وأتمم الحجم بالماء للحصول على مزيج تفاعلي حجمه عشرة ميليلتر مثلا ضمن العبوة (القنينة) بحيث تكون التراكيز ضمن المجالات المعطاة أعلاه. ثم انتقل من تجربة إلى أخرى بتثبيت جميع التراكيز باستثناء تركيز مادة متفاعلة واحدة (ضاعف تركيزها مثلا) وبذلك يتسنى لك حساب مراتب التفاعل بالنسبة إلى كل مادة متفاعلة.

الرمز: SYR

الاسم:

لبداء التفاعل، لا تضيف إلا أخيراً الحجم المختار من الأسيتون إلى العبوة vial الحاوية على المواد المتفاعلة الأخرى، أغلق بسرعة وعاء التفاعل وشغل الميقاتية، ورج الوعاء بقوة مرة واحدة، ثم ضعها جانباً على خلفية أو أرضية بيضاء لتتبع تغير اللون جيداً. سجل حجوم المواد المستخدمة في الجدول المعطى في الجزء (a)

عندما تجهز أو تبدأ التفاعل لا تمسك العبوة تحت مستوى المحلول الذي تحويه . يمكنك متابعة سرعة التفاعل بمراقبة زمن اختفاء اللون الأصفر - البني المميز لأيون اليوديد الثلاثي. سجل الزمن اللازم لاختفاء اللون. عندما ينتهي التفاعل، ضع الوعاء جانباً واتركه مغلقاً حتى لا تعرض نفسك لأبخرة يوديد الأسيتون.  
كرر التجربة عدة مرات - إذا رغبت في ذلك - باستخدام بتركيز مختلفة من المواد المتفاعلة. سجل تراكيز المواد التي استخدمتها في الجدول الموضح في فقرة (c) أدناه.

ملاحظه هامة ومساعدة : عند تغييرك لتركيز مادة واحدة قم بتثبيت باقي تراكيز المواد المتفاعلة

عندما تنتهي من دراسة معدل تفاعل الأسيتون ، يجب عليك عندئذ دراسة معدل تفاعل (acetone- $d_6$ ) ، مع ملاحظة أن لديك حجماً قدره 3mL فقط من (acetone- $d_6$ ) نظراً لتكلفته الباهظة. ولذلك عند طلبك للمزيد منه سيتم تزويدك به مع خصم درجة واحدة. عندما تحتاج لاستخدام هذه المادة، ارفع يدك وسيقوم مشرف المخبر بفتح العبوة المغلقة لك. عادة ما تكون سرعة تفاعلات المواد المستعاض فيها عن الهيدروجين بنظير الديتيريوم أبطأ. من سرعة التفاعلات لنفس المادة المحتوية على الهيدروجين. ولذلك ننصحك باختيار ظروف التجربة التي تسرع التفاعل عندما تعمل بمادة الأسيتون المحتوي على النظير  $(CD_3)_2CO$

عندما تنتهي من العمل:

- أفرغ قارورة الماء وضعها مع أي أدوات أخرى لم تُستخدم في الصندوق المكتوب عليه (Kit #1)
- ضع الممصات المستخدمة وكذلك العبوات المستخدمة وهي مغلقة في الحاويات المخصصة لذلك في ساحة الغازات.
- استخدم الحاوية المكتوب عليها زجاج مكسور ونفايات (Broken Glass Disposal) للتخلص من أي أجزاء للأنايبب الفارغة.

يمكنك تنظيف مكانك بعد إعطاء إشارة التوقف عن العمل (STOP) .

(a) سجل نتائجك في حالة الأسيتون (acetone,  $(CH_3)_2CO$ ) في الجدول أدناه. مع العلم بأنك غير مطالب بملء كامل الجدول.

رقم التجربة	حجم محلول HCl، mL	حجم H <sub>2</sub> O، mL	حجم محلول I <sub>3</sub> <sup>-</sup> ، mL	حجم (CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CO، mL	زمن اختفاء I <sub>3</sub> <sup>-</sup> ، s
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

(b) سجل نتائجك في حالة الأسيتون المحتوي على النظير (acetone-*d*<sub>6</sub>, (CD<sub>3</sub>)<sub>2</sub>CO) في الجدول أدناه. مع العلم بأنك غير مطالب بملء كامل الجدول.

رقم التجربة	حجم محلول HCl، mL	حجم H <sub>2</sub> O، mL	حجم محلول I <sub>3</sub> <sup>-</sup> ، mL	حجم (CD <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CO، mL	زمن اختفاء I <sub>3</sub> <sup>-</sup> ، s
1d					
2d					
3d					
4d					

(c) استخدم الجداول التالية لحساب التراكيز ومتوسط معدلات التفاعلات التي قمت بدراستها. بافتراض أن حجم كل مزيج تفاعلي يساوي مجموع حجوم المواد المكونة له. تجدر الإشارة إلى أنك لا تحتاج إلى استخدام جميع نتائجك عند حسابك لقيمة  $k$  (الأسئلة من e إلى f) ولكن يجب عليك تحديد رقم التجربة (run) أو التجارب (runs) التي ستستخدمها في هذا الحساب وذلك باختيار المربع المناسب في العمود الأيمن من الجدول.

(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>CO:

رقم التجربة	التركيز الابتدائي [H <sup>+</sup> ], M	التركيز الابتدائي [I <sub>3</sub> <sup>-</sup> ], M	التركيز الابتدائي [(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CO], M	متوسط معدل اختفاء I <sub>3</sub> <sup>-</sup> , M s <sup>-1</sup>	هل التجربة مستخدمة في حساب %k <sub>H</sub>	
					Yes	No
1					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(CD<sub>3</sub>)<sub>2</sub>CO:

رقم التجربة	التركيز الابتدائي [H <sup>+</sup> ], M	التركيز الابتدائي [I <sub>3</sub> <sup>-</sup> ], M	التركيز الابتدائي [(CD <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CO], M	متوسط معدل اختفاء I <sub>3</sub> <sup>-</sup> , M s <sup>-1</sup>	هل التجربة المستخدمة في حساب %k <sub>D</sub>	
					Yes	No
1d					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2d					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3d					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4d					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



(d) اكتب رتبة التفاعل كعدد صحيح بالنسبة إلى كل من الأستون وثلاثي اليوديد وأيون الهيدروجين.

$$\text{rate} = -\frac{d[I_3^-]}{dt} = k[(CH_3)_2CO]^m [I_3^-]^n [H^+]^p$$

 $m =$ 
 $n =$ 
 $p =$ 

(e) احسب ثابت سرعة التفاعل  $k_H$  لتفاعل الأستون  $(CH_3)_2CO$ ، مع كتابة الواحدات

 $k_H =$ 

(f) احسب ثابت سرعة التفاعل  $k_D$  لتفاعل الأستون المحتوي على النظير  $acetone-d_6$ ,  $(CD_3)_2CO$ ، واحسب كذلك قيمة  $k_H/k_D$ ، (تأثير النظير على التفاعل)

 $k_D =$ 
 $k_H/k_D =$

(g) من دراسة نتائج الحركية و تأثير النظير يمكنك وضع تصور معين حول آلية التفاعل. موضح أدناه آلية مناسبة لتفاعل اليود مع الأسيتون. أحد التفاعلات هو الخطوة المحددة لسرعة التفاعل (R.D.S.)، وكل الخطوات أو التفاعلات السابقة له تصل إلى التوازن بشكل سريع في اتجاه تكوين المتفاعلات.

في الجدول التالي وفي العمود الأول على يمين كل مرحلة، ضع علامة (✓) في المربع إذا كان قانون سرعة التفاعل المقاس تجريبياً (في الجزء d) متوافقاً مع أن تكون تلك المرحلة محددة لسرعة التفاعل. وضع علامة (X) إذا كان قانون سرعة التفاعل المقاس تجريبياً غير متوافق مع أن تكون تلك المرحلة محددة لسرعة التفاعل.


وفي العمود الثاني على يمين كل مرحلة، ضع علامة (✓) إذا كان تأثير النظير المقاس عملياً (الجزء f) متوافقاً مع أن تكون هذه الخطوة محددة لسرعة التفاعل. وضع علامة (X) إذا كان تأثير النظير المقاس عملياً غير متوافق مع أن تكون هذه المرحلة محددة لسرعة التفاعل.

	هل المرحلة المحددة للسرعة في توافق مع المعدل؟	هل المرحلة المحددة للسرعة في توافق مع تأثير النظير؟
$\text{CH}_3\text{COCH}_3 + \text{H}_3\text{O}^+ \longrightarrow \text{CH}_3\text{C}(\text{OH}^+)\text{CH}_3 + \text{H}_2\text{O}$		
$\text{CH}_3\text{C}(\text{OH}^+)\text{CH}_3 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{CH}_3\text{C}(\text{OH})\text{CH}=\text{CH}_2 + \text{H}_3\text{O}^+$		
$\text{CH}_3\text{C}(\text{OH})\text{CH}=\text{CH}_2 + \text{I}_3^- \longrightarrow \text{CH}_3\text{C}(\text{OH}^+)\text{CH}_2\text{I} + 2\text{I}^-$		
$\text{CH}_3\text{C}(\text{OH}^+)\text{CH}_2\text{I} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{CH}_3\text{C}(\text{O})\text{CH}_2\text{I} + \text{H}_3\text{O}^+$		

## التعليمات (الاختبار الثاني)

- يشمل هذا الامتحان الخاص بالاختبار العملي الثاني مع صفحات الإجابة على 13 صفحة.
- لديك 15 دقيقة لقراءة هذه الصفحات قبل البدء بالتجارب المطلوبة في هذا الاختبار.
- لديك ساعتان وخمس وأربعون دقيقة لإنهاء الاختبار العملي الثاني. عند تخطيطك لألية إنجاز عملك هنا، خذ بعين الاعتبار أن إحدى المراحل تحتاج إلى 30 دقيقة.
- لا تبدأ العمل بالتجارب حتى تُعطى الأمر بالبدأ **START**. يجب التوقف فوراً عند إعطاء أمر **STOP**. أي تأخر عن التوقف بعد خمس دقائق يؤدي إلى إلغاء الاختبار العملي. بعد سماع أمر **STOP** انتظر في مكانك في المختبر. سيقوم المشرف بفحص مكانك في المختبر. ويجب أن تقوم بترك الأشياء التالية على طاولتك المخبرية وهي :  
-كتيب الأسئلة والإجابات (أي هذه الأوراق).  
-صفحة TLC ضمن كيس قابل للإغلاق  
-العبوة vial التي تحمل اسم "product" أي "النتاج"
- يُتوقع منك اتباع قواعد الأمان المعطاة ضمن تعليمات الأولمبياد الدولي للكيمياء. أثناء وجودك في المختبر عليك وضع النظارات الواقية في المختبر أو نظاراتك الطبية الخاصة إذا جرى اعتمادها على أنها واقية. ويمكنك استخدام القفازات عند تعاملك مع المواد الكيميائية.
- سوف تتلقى تحذيراً واحداً فقط من المشرف على المختبر عند اختراقك لقواعد الأمان. وفي حال تكرار ذلك سيتم طردك من المختبر وستكون درجة الاختبار العملي الكلية صفراً .
- لا تتردد في سؤال المشرف إذا احتجت أي سؤال يتعلق بمبادئ الأمان أو إذا أردت مغادرة المختبر.
- يُسمح لك بالعمل في المكان المخصص لك فقط.
- استخدم الآلة الحاسبة التي جرى تزويدك بها فقط.
- يجب تدوين جميع النتائج في المساحة المخصصة لذلك في صفحات الإجابة. وأي إجابة مكتوبة في غير مكانها لا يجري تصحيحها. يمكن استخدام خلف أوراق الإجابة إذا احتجت إلى مسودة.
- استعمل حاوية "مخلفات الزجاج المكسور" "Broken Glass Disposal" للتخلص من العبوات الزجاجية المستعملة.
- استخدم الوعاء المدون عليه "المخلفات السائلة" "Liquid waste" للتخلص من نفايات المحاليل.
- استخدم الوعاء المدون عليه (مخلفات الزجاج المكسور) (Broken glass disposal) للتخلص من أجزاء الأمبولات.
- سيجري إعادة تزويدك بالمواد الكيميائية والأدوات المخبرية بدون عقوبة عند حاجتك إليها عند أول عارض فقط. وأي تكرار آخر لذلك سوف يؤدي إلى حسم علامة من علامات الامتحان العملي البالغة 40 .
- النسخة الانجليزية المعتمدة لهذا الامتحان متوفرة تحت الطلب إذا أردت أي توضيح أثناء الامتحان.

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.00794 H 0.28	6.941 Li	9.01218 Be	1.00794 H 0.28	47.867 Ti	50.9415 V	51.9961 Cr	55.845 Fe	58.9332 Co	58.9334 Ni	63.546 Cu	65.39 Zn	69.723 Ga	72.61 Ge	74.9216 As	78.96 Se	79.904 Br	83.80 Kr	85.4678 Rb	
22.9898 Na	39.0983 K	44.9559 Sc	47.867 Ti	50.9415 V	51.9961 Cr	55.845 Fe	58.9332 Co	58.9334 Ni	63.546 Cu	65.39 Zn	69.723 Ga	72.61 Ge	74.9216 As	78.96 Se	79.904 Br	83.80 Kr	85.4678 Rb	87.62 Sr	
22.9898 Na	39.0983 K	44.9559 Sc	47.867 Ti	50.9415 V	51.9961 Cr	55.845 Fe	58.9332 Co	58.9334 Ni	63.546 Cu	65.39 Zn	69.723 Ga	72.61 Ge	74.9216 As	78.96 Se	79.904 Br	83.80 Kr	85.4678 Rb	87.62 Sr	
87.62 Sr	132.905 Cs	137.327 Ba	178.49 Hf	180.948 Ta	183.84 W	190.23 Os	192.217 Ir	195.08 Pt	196.967 Au	200.59 Hg	204.383 Tl	207.2 Pb	208.980 Bi	208.98 Po	209.99 At	210.987 Rn	223.02 Fr	226.03 Ra	
87.62 Sr	132.905 Cs	137.327 Ba	178.49 Hf	180.948 Ta	183.84 W	190.23 Os	192.217 Ir	195.08 Pt	196.967 Au	200.59 Hg	204.383 Tl	207.2 Pb	208.980 Bi	208.98 Po	209.99 At	210.987 Rn	223.02 Fr	226.03 Ra	226.03 Ra
87.62 Sr	132.905 Cs	137.327 Ba	178.49 Hf	180.948 Ta	183.84 W	190.23 Os	192.217 Ir	195.08 Pt	196.967 Au	200.59 Hg	204.383 Tl	207.2 Pb	208.980 Bi	208.98 Po	209.99 At	210.987 Rn	223.02 Fr	226.03 Ra	226.03 Ra
87.62 Sr	132.905 Cs	137.327 Ba	178.49 Hf	180.948 Ta	183.84 W	190.23 Os	192.217 Ir	195.08 Pt	196.967 Au	200.59 Hg	204.383 Tl	207.2 Pb	208.980 Bi	208.98 Po	209.99 At	210.987 Rn	223.02 Fr	226.03 Ra	226.03 Ra




57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
138.906 La	140.115 Ce	140.908 Pr	144.24 Nd	144.91 Pm	150.36 Sm	151.965 Eu	157.25 Gd	158.925 Tb	162.50 Dy	164.930 Ho	167.26 Er	168.934 Tm	173.04 Yb	174.04 Lu
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
(227.03) Ac	232.038 Th	231.036 Pa	238.029 U	(237.05) Np	(244.06) Pu	(243.06) Am	(247.07) Cm	(247.07) Bk	(251.08) Cf	(252.08) Es	(257.10) Fm	(258.10) Md	(259.1) No	(260.1) Lr

الأدوات المخبرية والمواد الكيميائية (الاختبار الثاني):

الكيمويات والمواد (التسمية الفعلية لكل عبوة معطاة باللون الغامق) وموجودة على طاولة المخبر

	عبارة الخطورة <sup>+</sup>	عبارة الأمان <sup>+</sup>
(salen)H <sub>2</sub> , <sup>a</sup> ~1.0 g <sup>b</sup> in a vial عبوة	R36/37/38	S26 S28A S37 S37/39 S45
Mn(OOCCH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> 4H <sub>2</sub> O, ~1.9 g <sup>b</sup> in a vial عبوة	R36/37/38 R62 R63	S26 S37/39
Lithium chloride solution, LiCl, 1M solution in ethanol, 12 mL in a bottle محلول من كلوريد الليثيوم في الإيثانول، بتركيز 1M في زجاجة تضم 12mL	R11 R36/38	S9 S16 S26
Ethanol, 70 mL in a bottle	R11	S7 S16
Acetone, (CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CO, 100 mL in a bottle	R11 R36 R66 R67	S9 S16 S26
(salen*)MnCl <sub>x</sub> , <sup>c</sup> ~32 mL of a ~3.5 mg/mL <sup>b</sup> solution in a bottle		
KI <sub>3</sub> , ~0.010 M solution in water, <sup>b</sup> 50 mL in a bottle, labeled "I <sub>2</sub> ".		
Ascorbic Acid, ~0.030 M solution in water, <sup>b</sup> 20 mL in a bottle		
1% Starch, solution in water, 2 mL in a bottle		
TLC plate – one 5 cm × 10 cm silica gel strip in a plastic zipper bag		

<sup>+</sup> انظر إلى الصفحة 5 لتعريف عبارات الخطورة والأمان  
<sup>a</sup> (salen)H<sub>2</sub> سالين الهيدروجين له الصيغة التالية:



<sup>b</sup> القيمة الدقيقة للتركيز موضحة على التسمية المصققة على العبوة

<sup>c</sup> (salen\*)MnCl<sub>x</sub> (كلا الزمرتين R متطابقتان ويمكن أن تكونا إما H، أو COOH، أو SO<sub>3</sub>H) والمركب له الصيغة التالية:



الأدوات

ميزان: استعمال مشترك

- حاملان مع ملاقط موجودان تحت ساحة الغاز وتحملان رمزك
- محرك خلط وتسخين واحد
- مسطرة 300 mm
- قلم رصاص واحد

## Kit#2

- إيرلينة عدد 2 سعة 250mL (واحدة للاصطناع والأخرى للتبخر)
- أسطوانة مدرجة (سيلندر)، 50mL
- محرك مغناطيسيس بيضوي بطول 20mm
- قمع بوخنر (هيرش)
- أوراق ترشيح دائرية الشكل لاستخدامها في قمع بوخنر وفي حجرة الـ TLC
- إيرلينة تفريغ للترشيح تحت الفراغ سعة 125mL
- وصلة مطاطية لوضعها على قمع بوخنر
- حمام للثلج بلاستيكي سعة 0.5L
- قضيب زجاجي
- ماصتان بلاستيكيتان طويلتان سعة 1mL (انظر الشكل المرفق)
- سباتولا بلاستيكية
- عبوة vial ذات غطاء (يُسحب بالشد) سعة 4mL تحمل اسم "Product"



## Kit#3

- ثلاث عبوات صغيرة فارغة (تُفتح بفتل الغطاء) وذلك لمحاليل الـ TLC
- عشر أنابيب شعرية قصيرة (100 mm) لتنقيط TLC
- زجاجة ساعة (لحجرة الـ TLC)
- بيكر (بيشر) سعة 250mL لحجرة الـ TLC

## Kit#4

- سحاحة جاهزة للاستعمال تحت الساحة سعة 25mL
- قمع بلاستيكي صغير
- إيرلينة سعة 125mL عدد 4

- إجابة مطاطية للمصحات
- ماصة حجمية سعة 10mL
- ماصة حجمية سعة 5mL

## عبارات الخطورة والأمان (الاختبار الثاني):

R11 شديد الاشتعال

R36/37/38 يسبب تحسس العيون وجهاز التنفس والجلد

R62 خطورة محتملة لإعاقة الخصوبة

R63 خطورة محتملة لأذية الجنين

R66 التعرض المتكرر يمكن أن يؤدي إلى جفاف الجلد أو تشققه

R67 يمكن للأبخرة أن تسبب إغماء ودوخة.

S7 احفظ الحاوية مغلقة بإحكام

S9 احفظ الحاوية في مكان جيد التهوية

S16 احفظ بعيداً عن أي مصدر للاشتعال

S26 في حال التماس مع العيون، اغسل فوراً بكمية كبيرة من الماء واطلب استشارة طبية

S28 بعد التماس مع الجلد، اغسل مباشرة بكمية وافرة من الماء

S37 البس قفازات مناسبة

S37/39 البس قفازات مناسبة وقم بحماية العين والوجه

S45 في حالة حصول حادث أو شعرت بأنك غير مرتاح، واطلب استشارة طبية فوراً.

22% من إجمالي الدرجة


التجربة 2

## Synthesis of a Salen Manganese Complex and Determining Formula of the Product

تحضير معقد سالين المنغنيز وتحديد صيغة الناتج

A	B-i	B-ii	C-i	C-ii	Task 2	22%
10	15	4	4	2	35	

أثبتت معقدات المعادن الانتقالية لعناصر الكتلة 3d المشتقة من ربيطة (ligand) ثنائي (سالسيلدين) اثيلين ثنائي امين bis(salicylidene)ethylenediamine التي سنسميها من الآن وصاعداً (سالين salen) بأنها محفزات فعالة في تفاعلات الأكسدة والإرجاع المختلفة وكذلك في الاصطناع العضوي.



(salen) $H_2$ , R = H

(salen\*) $H_2$ , R = H, COOH, or SO $_3$ H

تعتبر قابلية ربيطة (ligand) سالين لتثبيت حالات الأكسدة العالية لعناصر الكتلة-3d هامة في هذا المجال من الكيمياء. ويشكل خاص مركبات المنغنيز في حالات الأكسدة من +2 إلى +5 والتي يمكن الحصول عليها اعتماداً على شروط التفاعل عند تحضير معقد سالين. في هذه التجربة المطلوب منك تحضير معقد سالين المنغنيز عن طريق تفاعل (salen) $H_2$  مع خلاص المنغنيز (II) (Mn(II) acetate) في الإيثانول بوجود الهواء وكلوريد الليثيوم lithium chloride. يمكنك الحصول في هذه الشروط على معقد له الصيغة التالية (salen) $MnCl_x$ ، حيث  $x = 0, 1, 2, \text{ or } 3$ .

سوف تحتاج لـ:

(أ) تحديد كتلة الناتج،

(ب) توصيف درجة نقاوة المادة المحضرة باستخدام كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة (TLC)،


(ج) تعيين حالة أكسدة المعدن في المعقد باستعمال معايرة الأكسدة والإرجاع القياسية اليودية. بغية معايرة الأكسدة والإرجاع، سيجري إعطاؤك محلولاً محضراً مسبقاً يشابه المعقد الخاص بك له الصيغة التالية: (salen\*) $MnCl_x$  حيث تكون حالة أكسدة المنغنيز هي نفسها حالة الأكسدة في الناتج ويمكن أن تكون المستبدلات R على حلقة البنزن إما H أو COOH أو SO $_3$ H.

يرجى قراءة الوصف كاملاً لهذه التجربة وخطط لعملك قبل أن تبدأ. بعض العمليات يجب أن تنجز على التوازي من أجل إنهائها في الوقت المحدد.



طريقة العمل:

أ. تحضير  $(\text{salen})\text{MnCl}_x$  وفق التفاعل التالي:



(1) ضع جانباً من 2 إلى 3 من بلورات  $(\text{salen})\text{H}_2$  في العبوة الصغيرة المتوفرة لديك لاستخدامها في تجربة TLC فيما بعد.

(2) انقل محتوى العينة الموزونة لك مسبقاً  $\square$  1.0-g من  $(\text{salen})\text{H}_2$  (الوزن الدقيق لها موجود على ملصق العبوة) إلى إبريلينة سعة 250 mL بوجود محرك مغناطيسي بيضوي. وأضف إليه 35 mL من الإيثانول المطلق.

(3) ضع الإبريلينة على الساخنة/الخلاط ثم سخن المحتويات مع تحريك ثابت حتى يذوب الراسب (يكون عادة الذوبان كاملاً عندما يكون الإيثانول قرب الغليان). بعد ذلك أخفض مؤشر الحرارة لحوالي نصف دقيقة مع الحفاظ على حرارة المزيج قريبة من درجة الغليان بحيث لا يتعداها. لا تقم بغليان المزيج بحيث يبقى عنق الإبريلينة بارداً. إذا كانت الإبريلينة ساخنة جداً لا تمسكها بيدك مباشرة بل استعمل منديلاً ورقياً.

(4) أبعده الإبريلينة عن الساخنة وأضف إلى محتوياتها العينة الموزونة لك مسبقاً بدقة (الوزن الدقيق موجود على ملصق العبوة وهو بحدود  $\square$  1.9-g) من  $\text{Mn}(\text{OAc})_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ ، (تعامل بحذر مع هذا المركب). سيظهر لون بني غامق. أعد الإبريلينة إلى الساخنة فوراً، تابع التسخين والتحريك لمدة 15 min دقيقة. لا تقم بغليان المزيج بحيث يبقى عنق الإبريلينة بارداً.

(5) أبعده الإبريلينة عن الساخنة وأضف إلى محتوياتها المحلول المتوفر لديك من كلوريد الليثيوم 1M في الإيثانول (12 mL) بكمية فائضة. أعد الإبريلينة إلى جهاز التسخين حالاً، تابع التسخين والتحريك لمدة 10 min دقيقة إضافية. لا تقم بغليان المزيج بحيث يبقى عنق الإبريلينة بارداً.

(6) بعد هذا الوقت أبعده الإبريلينة عن الساخنة وضعها في حمام ثلجي لمدة 30 min دقيقة للتبلور. قم بحك جدران الإناء من الداخل كل 5 دقائق وذلك تحت مستوى السائل بقضيب زجاجي وذلك لتسريع عملية تبلور معقد السيلين  $(\text{salen})\text{MnCl}_x$ . يمكن أن تبدأ البلورات بالظهور مباشرة أو بعد فترة زمنية تتراوح ما بين 10-15 min.

(7) رشح بالتفريغ تحت الخلاء داخل ساحة الغازات (خط التفريغ vacuum) البلورات المتكونة باستخدام قمع بوخنر الصغير وإبريلينة الترشيح بالتفريغ ذا الفتحة الجانبية. استخدم ماصة النقل البلاستيكية لغسل البلورات ببضع قطرات من الإيثانول دون فصل الإبريلينة عن التفريغ، واترك البلورات على قمع الترشيح لمدة 10-15 min حتى تجف بالهواء. أغلق خط التفريغ ثم افصله عن الإبريلينة.

(8) قم بوزن العبوة المكتوب عليها/الناتج Product، ثم انقل إليها المادة الصلبة الناتجة وسجل الكتلة الكلية، ثم استنتج كتلة المركب المحضّر  $m_p$  كما هو مطلوب في صندوق الإجابة التالي. سجل أيضاً كتلة المواد التالية المستخدمة في عملية التحضير:  $(\text{salen})\text{H}_2$  تحت الاسم  $m_s$  و  $\text{Mn}(\text{OOCCH}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$  تحت الاسم  $m_{Mn}$ .

(9) ضع العبوة الملصق عليها/الناتج Product في الكيس المرفق وأغلقه بإحكام.


\_\_\_\_\_ g كتلة العبوة المكتوب عليها الناتج Product وهي فارغة :

\_\_\_\_\_ g كتلة العبوة المكتوب عليها الناتج Product مع الناتج :

\_\_\_\_\_ g كتلة الناتج،  $m_p$  :

\_\_\_\_\_ g كتلة  $(\text{salen})\text{H}_2$  من الملصق الموجود على العبوة الخاصة به (النسخ الرقم من الملصق)،  $m_s$  :

\_\_\_\_\_ g كتلة  $\text{Mn}(\text{OOCCH}_3)_2$  من الملصق الموجود على العبوة الخاصة به (النسخ الرقم من الملصق)،  $m_{Mn}$  :

ب. التحليل الحجمي للعيينة  $(\text{salen}^*)\text{MnCl}_x$  المعطاة

## كيفية استخدام الإجابة المطاطية:

- (1) صل الإجابة بالميمص
- (2) اضغط بقوة على الإجابة
- (3) اضغط على زر السهم المشير للأعلى بغية سحب جزء من المحلول الى الممص الموصولة بها.
- (4) اضغط على زر السهم المشير للأسفل للسماح بخروج المحلول من الممص الى الدورق المراد.

ملاحظة: الممصات والسحاحة جاهزة للاستخدام ولا تحتاج إلى غسيل وكذلك لا تحتاج السحاحة إلى إعادة ملء وضبط بعد كل معايرة.

- (1) انقل 10.00 mL من محلول  $(\text{salen}^*)\text{MnCl}_x$  المعطى لك الى ايرلينة سعة 125 mL باستخدام ممص حجمي.
- (2) أضف 5.00 mL من محلول حمض الأسكوربيك الى هذا المحلول وامزجه جيداً. اترك المحلول لفترة 3-4 دقيقة.
- (3) لتجنب أكسدة حمض الأسكوربيك بالأكسجين  $\text{O}_2$  لا تتأخر بمعايرة فائض حمض الأسكوربيك غير المتفاعل في المحلول فوراً مع محلول  $\text{KI}_3$  باستخدام 5 نقاط من محلول النشاء 1% كمشعر. في نقطة نهاية المعايرة يجب أن يبقى اللون الأزرق أو الأزرق-المخضر على الأقل لفترة 30 ثانية.

(4) إذا سمح لك الوقت أعد المعايرة مرة أو مرتين لتحسين الدقة في تعيين التركيز.

ضع نتائج معايرتك (أو معايرتك) في الجدول أدناه:


# رقم التجربة	قراءة الحجم الابتدائي mL في سحاحة محلول $KI_3$	قراءة الحجم النهائي mL في سحاحة محلول $KI_3$	حجم محلول $KI_3$ المستهلك ، mL
1			
2			
3			

(i) حدد الحجم (المختار أو المتوسط) من محلول  $KI_3$  المستهلك مقدراً بالـ mL والذي ستستخدمه في حسابات الكتلة المولية molar mass للمركب  $(salen^*)MnCl_x$ .

حجم محلول $KI_3$ المستخدم في الحسابات: _____ mL
--

_____ mg/mL	تركيز $(salen^*)MnCl_x$ (المدون على العبوة)
_____ M	تركيز حمض الأسكوروبيك (المدون على العبوة)

(ii) ابتداء من معطيات معايرتك وبالعودة إلى الجدول أدناه استنتج قيمة  $x$ ، التي هي رقم أكسدة المنغنيز ثم عيّن طبيعة المستبدل على ربيطة (ليكاند) السالين ( $R = H, COOH, SO_3H$ ). وضح ذلك في المخطط أدناه:



$$x = \underline{\hspace{2cm}}$$


رقم أكسدة المنغنيز : \_\_\_\_\_

R	x	(الكتلة المولية النظرية) / x g/mol
H	1	357
H	2	196
H	3	143
COOH	1	445
COOH	2	240
COOH	3	172
SO <sub>3</sub> H	1	517
SO <sub>3</sub> H	2	276
SO <sub>3</sub> H	3	196

ج. توصيف (salen)MnCl<sub>x</sub> بطريقة TLC.

- 1) قم بحلّ بضع بلورات من (salen)MnCl<sub>x</sub> الذي قمت بتحضيره في عدة قطرات من الإيثانول المطلق باستعمال عبوة vial صغيرة وممص بلاستيكي للإيثانول.
- 2) أذب بضع بلورات من (salen)H<sub>2</sub> في عدة قطرات من الإيثانول المطلق باستعمال عبوة vial صغيرة أخرى.
- 3) عند الحاجة يمكنك استخدام المقص (المتوفر عند المساعد لدى الطلب) لضبط الارتفاع المناسب للوح TLC في وعاء TLC
- 4) قم بطي طرف ورقة الترشيح الدائرية الكبيرة، وعلقها على حافة البيشر لتأخذ الارتفاع الكامل للبيشر. إن هذا مطلوب لإشباع الوعاء ببخار الإيثانول. أضف الإيثانول الى البيشر فوق ورقة الترشيح لترطيبها، وغط قاع الإناء بطبقة سماكتها من 3-4 mm من المذيب. غط البيشر بزجاجة ساعة.
- 5) ضع علامة البداية على شريحة السليكا جل.
- 6) باستخدام الأنابيب الشعرية المزود بها ضع بقعة لكلا المحلولين على لوح TLC.
- 7) اترك شريحة TLC المغطاة بزجاجة الساعة لمدة 10-15 min.
- 8) ضع علامة حد نهاية المذيب وكذلك البقع الملونة على لوح TLC باستخدام قلم الرصاص.
- 9) جفف لوح TLC بالهواء وضعه بعد ذلك في الكيس البلاستيكي.
- 10) احسب قيمة R<sub>f</sub> لكل من (salen)H<sub>2</sub> و (salen)MnCl<sub>x</sub>.

ii. ارسم لوح الـ TLC على ورقة إجابتك.



ii. حدد وسجل قيم  $R_f$  لكل من  $(\text{salen})\text{H}_2$  و  $(\text{salen})\text{MnCl}_x$ .

$R_f, (\text{salen})\text{H}_2:$	_____
$R_f, (\text{salen})\text{MnCl}_x:$	_____

عندما تنتهي من عملك:

(أ) ضع المخلفات السائلة في الوعاء المدون عليه **Liquid Waste**.

(ب) ضع العبوات vials المستعملة في الوعاء المدون عليه **Broken Glass Disposal**.

(ج) أعد وضع الأوعية الزجاجية المستخدمة إلى الصناديق المدون عليها "Kit #2", "Kit #3" and "Kit #4".